

For **As** OXY I

Taşınabilir Oksijen Konsantratörü



Uzun ömrü, sağlam ve kolay kullanımı ile yeni ürünümüz Taşınabilir Oksijen Konsantratörü ile eve bağımlı kalmayacaksınız! Artık yüksek yoğunluktaki oksijen kaynağınız her yerde yanınızda. Ergonomik dizaynı ve omuz askılı taşıma çantası ile kullanım kolaylığının yanısıra hafif bir ağırlığa sahiptir...

- * Tüm Kademelerde ~ %90 Oksijen Yoğunluğu
- * 1-5 Seviye Arası Pulse Sistem Akış Seviye Ayarı
- * Dokunmatik 2.8" TFT LCD Ekran
- * Opsiyonel Yedek Batarya
- * 4 Saatten Fazla Kullanım Süresi
- * 4 Saat Batarya Şarj Süresi
- * Ergonomik Dizayn
- * Omuz Askılı Taşıma Öantası
- * Makimum Akış, Seviye 5'te 1200 ml
- * Ağırlık: 2.60 kg (Bataryla ile beraber)
- * Ürün Ölçüleri: 26.5 x 26.5 x 7.5 cm
- * 2 Yıl Cihaz Garantisi (Batarya için 6 ay)

For **As** Medikal

Ostim Mah. 1466.Sk. No:28 Yenimahalle
06370 Ankara -TÜRKİYE
www.foras.com.tr
Tel.: +90 312 395 77 66
Fax: +90 312 395 77 67
info@foras.com.tr

Sleep **As**

Jelli Tam Yüz & Burun Maskeleri



Humidi **As**

Nemlendirici



DH-310 Dijital Nemlendirici

- * 2-Nokta Isı Kontrolü
- * 2.8" Dokunmatik Ekran Renkli LCD
- * Rotary Kontrol Butonu
- * Yeni Kompakt Dizayn
- * Isı Probu & Isıtıcı Tel Adaptörü Bağlantıları

Ultra Konforlu SleepAs Jel Maskeler Sizin Rahatınız ve Sağlığınız İçin.

- * CPAP, BiPAP & Ventilatör ile Kullanım
- * Konforlu Jelli Yüz Teması
- * Ayarlanabilir Alın Desteği (Tam yüz)
- * Jelli Alın Desteği
- * 360 Derece Döner Dirsek
- * Oksijen Giriş Portu
- * 4 Noktadan Kafabandı Bağlantısı
- * Neopren Ayarlanabilir Kafabandı
- * Medikal Kalitede Jel ve Silikon
- * Seçenekler: AAV'li, Hava Kaçaksız, Hava Kaçaklı, 22M/F Konnektörlü

For **As** Medikal

Ostim Mah. 1466.Sk. No:28 Yenimahalle
06370 Ankara -TÜRKİYE
www.foras.com.tr
Tel.: +90 312 395 77 66
Fax: +90 312 395 77 67
info@foras.com.tr